

ОКУТЫВАЮЩИЙ КОЛЕННЫЙ ОРТЕЗ АРТ. 6119/7119

ЛИДЕР ПРОДАЖ

РАЗЪЕМНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДЫШАЩИЙ



СРЕДНЯЯ ФИКСАЦИЯ



Дышащий



3-TEX



— ОКУТЫВАЮЩИЙ КОЛЕННЫЙ ОРТЕЗ АРТ. 6119/7119

ЛИДЕР ПРОДАЖ

РАЗЪЕМНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДЫШАЩИЙ




ПОКАЗАНИЯ:

- Болевой синдром в коленном суставе, в том числе при:
 - Артrite, в том числе послеоперационном или посттравматическом
 - Гонартрозе (остеоартроз коленного сустава) начальной стадии
 - Повреждениях связок и мениска коленного сустава
 - Тендомиопатиях. Лигаментоз начальной степени
- Поздний этап реабилитации после артроскопии, операций, травм коленного сустава
- Легкая нестабильность коленного сустава
- Излишняя нагрузка на коленный сустав, возникающая из-за физической активности, возраста, избыточного веса
- Профилактика рецидивов травм коленного сустава, обострения боли при хронических заболеваниях



ОКУТЫВАЮЩИЙ КОЛЕННЫЙ ОРТЕЗ АРТ. 6119/7119

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



СРЕДНЯЯ ФИКСАЦИЯ

ПОЛНОСТЬЮ РАЗЪЕМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ:



- Подходит на нестандартные формы ног и/или, при значительной разнице обхвата бедра и голени (конусообразные формы ног)
- Удобно надевать людям, которым проблематично надевать ортез через стопу, в том числе при избыточном весе, боли в пояснице и т.д.
- Идеально подходит пациентам с деформацией сустава, когда возникает проблема подбора формы и размера ортеза.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР:

- Подходит при изменении комплекции и для других членов семьи
- Подходит большинству покупателей, что упрощает подбор и заочные продажи
- Подойдет как при наличии отеков или послеоперационных повязок, так и после них



3-Tex®



оптимальный водный
и температурный
баланс

ЭЛАСТИЧНАЯ МЕМБРАНА ИЗ МИКРОФИБРЫ

приятная на ощупь, пропускает воздух и
влагу, за счет этого **ортез быстро высыхает**

ТОНКИЙ И УПРУГИЙ СЛОЙ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

обеспечивает идеальную посадку изделия

МАХРОВЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ХЛОПКА

мягкий, гипоаллергенный материал позволяет
носить изделие на голое тело

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



3-TEX В ОТЛИЧИЕ ОТ НЕОПРЕНА И АЭРОПРЕНА:

- Пропускает воздух
- Обладает терморегулирующим свойством
- Не задерживает влагу на теле, легко отводит с поверхности кожи и испаряет снаружи
- Не раздражает кожу даже при длительном использовании
- Гипоаллергенный
- Не теряет ортопедические свойства после многократных стирок



Благодаря всем перечисленным свойствам ортезы из материала 3-TEX **можно использовать при артритах** в стадии обострения, **отечно-болевом синдроме**, посттравматических состояниях, дегенеративно-дистрофических процессах (артрозах) и для пациентов, требующих длительной реабилитации

• ОКУТЫВАЮЩИЙ КОЛЕННЫЙ ОРТЕЗ АРТ. 6119/7119

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Кольцо из двойного слоя пенополиуретана мягко фиксирует и **стабилизирует коленную чашечку**, не сдавливая ткани вокруг сустава, что особенно важно при нарастающем отеке

Кольцо обеспечивает **эргономичную посадку** на коленном суставе, что **удерживает** ортез в правильном положении в течение дня

Боковая часть **усиlena пружинными ребрами** жесткости (по 2 с каждой стороны) для обеспечения **стабильности и разгрузки** боковых связок коленного сустава.



• ОКУТЫВАЮЩИЙ КОЛЕННЫЙ ОРТЕЗ АРТ. 6119/7119

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



СРЕДНЯЯ ФИКСАЦИЯ

Зона комфорта в подколенной области не передавливает нервно-сосудистый пучок и обеспечивает комфорт при сгибании колена

Благодаря тому, что ортез имеет всего две фиксирующие ленты, **область под коленом остается свободной**, ортез не сковывает движения*



*Конструкция ортезов других брендов часто имеет три ленты, средняя из них проходит в области под коленом и затрудняет движение в коленном суставе, а также пережимает сосуды в подколенной области, что причиняет дискомфорт и боль.

ОКУТЫВАЮЩИЙ КОЛЕННЫЙ ОРТЕЗ АРТ. 6119/7119

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Долговечные и тактильно приятные застежки micro velcro не засоряются и не портят одежду в отличие от традиционных липучек

Двухточечная система крепления обеспечивает надежную фиксацию, благодаря чему бандаж не будет расстегиваться во время нагрузки

Для удобства застегивания/расстегивания ортеза липучка снабжена специальным язычком



ОКУТЫВАЮЩИЙ КОЛЕННЫЙ ОРТЕЗ АРТ. 6119/7119

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



СРЕДНЯЯ ФИКСАЦИЯ

Силиконовая дорожка на внутренней поверхности **препятствует соскальзыванию** ортеза, поэтому его не придется поправлять в течение дня

Подходит пациентам с окружностью бедра **от 35 до 60 см**. За счет **высоты 28 см** ортез **подходит** для конусообразных ног и **для людей любого роста**

РАЗМЕР	
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	
	Высота: 28 см
	Обхват бедра от 35 до 60 см

