

БАНДАЖ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ РУКИ И ПЛЕЧА С-41

ПОВЯЗКА ДЕЗО



ПОЛУЖЕСТКАЯ ФИКСАЦИЯ

Обеспечивает иммобилизацию плеча, оказывает поддержку руки с фиксацией к туловищу



Дышащий



Прочный



Комфортный



БАНДАЖ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ РУКИ И ПЛЕЧА С-41

ПОКАЗАНИЯ



ПОЛУЖЕСТКАЯ ФИКСАЦИЯ

- Неосложненные переломы ключицы, переломы плечевой кости
- Реабилитация после операций и гипсовой иммобилизации.
- Повреждения сухожильно-связочного аппарата плечевого сустава
- Состояние после вправления вывиха.
- Воспалительные заболевания и дегенеративно-дистрофическая патология плечевого пояса, плечевого сустава и плеча.
- Вялые парезы/параличи верхней конечности.



БАНДАЖ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ РУКИ И ПЛЕЧА С-41

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкие мягкие лямки осуществляют функциональную разгрузку пояса верхней конечности, не врезаются в плечи и равномерно распределяют нагрузку.




Рука может быть зафиксирована к телу с помощью особенно длинного ремня.



БАНДАЖ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ РУКИ И ПЛЕЧА С-41

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Муфта ортеза фиксируется индивидуально под любой обхват предплечья (может использоваться с повязками)



БАНДАЖ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ РУКИ И ПЛЕЧА С-41

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Регулируемая длина позволяет произвести точную подгонку изделия под индивидуальные особенности каждого пациента.

Выполнен из **гипоаллергенного материала**, который обеспечивает свободное проникновение воздуха



БАНДАЖ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ РУКИ И ПЛЕЧА С-41

РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	ДЛИНА
1	29-36
2	37-43
	Длина предплечья
	Туловище + рука до 170 см
Длина ремня вокруг туловища 155 см	

БАНДАЖ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ РУКИ И ПЛЕЧА С-41

СХЕМА НАДЕВАНИЯ

