


• Бандажи пупочные

ДЕЙСТВИЕ

- Предотвращают защемление в случае выпячивания грыжи через пупочный кольцо.
- Позволяют остановить рост грыжи и ее прогресс на время.
- Облегчает жизнь пожилых людей, которым противопоказана операция по удалению грыжи.
- Будет поддерживать брюшину в нужной позиции, увеличивает тонус кишечника.
- Используется также после проведения операции по удалению пупочной грыжи.



—• Бандаж пупочный О-104

ДЕЙСТВИЕ

Оказывает давление в области грыжевого выпячивания, сдерживает и предотвращает его выпадение.

ПОКАЗАНИЯ


Грыжи пупочные и околопупочные



• Бандаж пупочный О-104

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


- Компактный по конструкции бандаж (узкий по всей длине, с расширением спереди) не заметен под одеждой и не сковывает движения
- Бандаж оснащен съемным пелотом из вспененного материала, который оказывает давление в области грыжевого выпячивания, сдерживает и предотвращает его выпадение.
- Абдоминальная область бандажа усилена нерастяжимыми лентами с двух сторон (внешней и внутренней), образуя тем самым нерастяжимую матрицу для обеспечения плотной фиксации пелота.
- Пелот плоский снаружи, что делает бандаж менее заметным под одеждой
- Плоские гладкие швы деталей и окантовки бандажа препятствуют возникновению натираний на коже



• Бандаж пупочный О-104

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изготовлен из прочной, приятной к телу воздухопроницаемой эластичной ткани. Кожа под ним хорошо проветривается, не потеет. Бандаж не теряет своей функциональности после многократных стирок.
- Регулируется по объему с помощью застежки velcro.
- Два ребра жесткости в передней части бандажа препятствуют его скручиванию и сползанию



• Бандаж пупочный O-104

РАЗМЕРЫ



РАЗМЕРЫ	ОКРУЖНОСТЬ
7	73–83
8	84–91
9	92–99
10	100–107
11	108–120
12	121–134
13	135–147
 Обхват талии	